



PROTECTION CIVILE
AIDER · SECOURIR · FORMER

| INDRE-ET-LOIRE - Pôle opérationnel



Fiche vérification lot C

Composition d'un lot C :

- ☐ 1 sac de premiers secours
- ☐ 1 sac d'oxygénothérapie
- ☐ 1 brancard ou une chaise
- ☐ 1 appareil de communication (téléphone et/ou radio)
- ☐ 1 sac d'attelles de différentes tailles (3 tailles) et sa pompe avec une ceinture pelvienne





PROTECTION CIVILE
AIDER · SECOURIR · FORMER

| INDRE-ET-LOIRE – Pôle opérationnel



Sac de premiers secours

Pochette dessus du sac :	1 tensiomètre électrique avec un brassard taille S et un brassard taille M/L 1 SAT 1 thermomètre auriculaire et ses protections tympanique 1 dextro avec 4 auto-piqueurs et des bandelettes 1 lampe à pupilles
Filet pochette dessus du sac :	Fiches bilans simplifiées Lampe torche 2 petites piles 4 piles AA

Ouverture centrale

Pochette verte :	10 compresses 7,5cmx7,5cm 5 doses de savon 10 sérums physiologiques 1 boîte de pansements toutes tailles 1 bande adhésive type Omnifix 1 pince à échardes 1 rouleau de sparadrap 1 paire de ciseaux JESCO
Pochette bleue :	4 colds packs 3 bandes taille 3m x 5cm 3 bandes taille 3m x 10cm 3 bandes taille 3m x 15cm 2 triangles pour écharpes
Pochette rouge :	2 pansements compressif (ou CHU) 1 garrot toile 1 garrot tourniquet 1 pansement absorbant 10cm x 10 cm 1 pansement absorbant 20cm x 20cm 1 paire de gants stériles 2 champs stériles 40cm x 45cm



PROTECTION CIVILE
AIDER · SECOURIR · FORMER

| INDRE-ET-LOIRE – Pôle opérationnel



Pochette noire :	10 dosettes de sucre 1 petite bouteille d'eau 3 gobelets jetables 4 couvertures de survie 2 sacs VOMIX
Sous les pochettes :	1 DSA avec 2 paires d'électrodes adulte, 1 compresse, 1 paire de ciseaux JESCO, 1 rasoir jetable 1 rubalise
Filet ouverture centrale :	1 paire de ciseaux pour la découpe des cuirs
Côtés du sac	
Ouverture droite :	1 collier cervical réglable adulte 1 collier cervical réglable enfant
Ouverture gauche :	4 paires de lunettes de protection 6 paires de gants à usage unique 4 masques chirurgicaux 2 paires de gants de manutention 1 flacon de SHA 1 DASRI OPTC 4 sacs DASRI 2 sacs DAOM



PROTECTION CIVILE
AIDER · SECOURIR · FORMER

| INDRE-ET-LOIRE – Pôle opérationnel



Sac oxygénothérapie

Ouverture centrale

Milieu du sac :	1 bouteille d'oxygène B5 (100 bars minimum)
Pochette rouge à gauche de la bouteille :	1 masque insufflation enfant 1 masque insufflation nourrisson Canules de guedel : 50mm, 60mm, 70mm
Pochette bleue à droite de la bouteille :	1 masque insufflation adulte Canules de guedel : 80mm, 90mm, 100mm
Ouverture centrale, filet :	1 aspirateur à mucosités manuel 3 sondes d'aspiration adulte CH26 1 sonde d'aspiration CH6 1 sonde d'aspiration CH8 1 sonde d'aspiration CH10 2 raccords biconique

Côtés du sac

Ouverture droite :	2 MHC adulte 1 MMC adulte 1 paire de lunette à oxygène
Ouverture gauche :	2 MHC enfant 1 MMC enfant 1 paire de lunettes à oxygène enfant 1 paire de lunettes à oxygène nourrisson